



Protège seau
CareBag®

FICHE TECHNIQUE

Pack de 20, Réf. Catalogue : 7831738



1- Produit

1.1- Description

Protège seau de chaise percée à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant (capacité d'absorption de 450 ml saline 0,9%, équivalence fluides biologiques), destiné au recueil des excréta.

1.2- Informations techniques

Sac: Polyéthylène, muni de liens coulissants bleus. Dimensions utiles: 52x38 cm, Epaisseur: 37 µm.

Tampon super-absorbant: Support à base de cellulose et de polyacrylate de sodium, Dimensions: 24x13 cm.

2- Utilisation

2.1- Instructions d'utilisation

1. Ouvrir la boîte et enlever le rouleau de protège-seaux.
2. Dérouler le 1^{er} protège- seau et tirer en séparant le long des marques de perforation.
3. Ouvrir le sac, le positionner sur le seau, rabattre l'assise de la chaise.
4. Le tampon doit être au fond du protège-seau.
5. Utiliser le seau garni du protège-seau.
6. Attendre que le contenu (+/- 450 ml max) soit transformé en gel.
7. Fermer le sac avec un nœud.

2.2- Précautions d'emploi

Usage unique. En cas de réutilisation risque d'absorption insuffisante voire nulle et donc de contamination potentielle et d'inconfort pour le patient. En cas de contact du tampon avec l'œil ou les muqueuses, rincer abondamment à l'eau. En cas de gêne persistante, contacter votre médecin. Ne pas mettre en contact de peau lésée. Ne pas laisser à la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

2.3- Stockage et Elimination

Le produit craint l'humidité et doit être conservé à l'abri de la lumière du soleil. Eliminer dans les déchets ménagers, ou selon le protocole de gestion des excréta en vigueur dans l'établissement.

3- Réglementaire

3.1- Conformité

Marquage CE - Conforme à la Réglementation Européenne relative aux dispositifs médicaux en vigueur.

3.2- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot.

3.3- Code douanier

3923210000

3.4- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

4- Colisage

RÉF. CATALOGUE	UNITÉ DE VENTE	CAISSE AMERICAINE	PALETTE
7831738	Contenu de l'étui : Pack de 20 sacs 200x115x115mm 0,6kg	18 packs de 20 sacs (soit 360 sacs) 415x365x365mm 14kg	30 cartons - Soit 540 packs (soit 10800 sacs) 120x80x200cm 430kg (palette comprise) 5 étages de 6 cartons

• Dimensions: format L (longueur) x l (largeur) x H (hauteur); unité de vente/caisse américaine : dimensions extérieures
• Dimensions, poids, volume : ± 5%

CLEANIS S.A.S.U
22 avenue Aristide
Briand 94110 ARCUEIL

Web:
www.cleanis.eu/fr



Commode Liner CareBag®

TECHNICAL DATASHEET

Pack x20, Catalogue Ref.: 7831738



1- Product

1.1- Presentation

Commode pail liner with drawstring ties containing a super absorbent pad (Absorption capacity: 450 ml / 15 fl oz 0.9% saline solution equivalent) intended for the collection of excreta.

1.2- Technical information

Liner: Polyethylene, with blue drawstring. Useful dimensions: 52x38 cm / 20.5x15 in, Thickness: 37 µm.

Superabsorbent pad: Support based on cellulose and sodium polyacrylate. Dimensions: 24x13 cm / 9.4x5.1in.

2- Conditions of Use

2.1- Instructions for use

1. Open the box and take off the roll of commode liners.
2. Roll out the 1st commode liner and pull along the perforated mark line.
3. Open the liner, place it over the pail, refold the commode seat.
4. The absorbent pad must be at the bottom of the commode liner.
5. Use the commode with the commode liner as usually.
6. Wait for the content (+/-450 ml / 15 fl oz max) to turn into gel.
7. Close the liner with a knot.

2.2- Precautions for use

For single use, in case of reuse risk of insufficient or no absorption and therefore of potential contamination and discomfort for the patient. In case the pad comes into contact with the eye(s) or mucous membranes, rinse with plenty of water. In case of persistent discomfort, contact your doctor. Do not use on damaged skin. Keep away from children. In case the pad is swallowed, seek medical attention immediately and show the case.

2.3- Storage and Disposal

The product is sensitive to humidity and should be stored away from sunlight. Dispose of in household waste, or according to the excreta management protocol in force in the establishment.

3- Regulation

3.1- Conformity

CE Marking - Complies with the current European Regulation on medical devices.

3.2- Identification

Each product is identified with a lot number.

3.3- Customs Code

3923210000

3.4- Safety

This product is not considered hazardous according to EU regulations. Safety data sheet available on request.

4- Packing

CATALOGUE REF.	SALES UNIT	CASE PACKER	PALLET
7831738	Dispenser box content: Pack of 20 liners 200x115x115mm 0.6kg / 1.32lbs	18 packs of 20 liners (360 liners total) 415x365x365mm 14kg / 30.86lbs	30 cartons - 540 packs (10800 liners) 120x80x200cm 430kg / 947.99lbs (incl. pallet) (5 layers of 6 cartons)

- Dimensions: format L (length) x W (width) x H (height); sales unit/case packer: external dimensions
- Dimensions, weight, volume: ± 5%

CLEANIS S.A.S.U
22 avenue Aristide
Briand 94110 ARCUEIL

Web:
www.cleanis.eu/en