

Désinfection

Laboratoires  
ROCHEX

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.3                                                                                 |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Flacon 1 L avec doseur 20 ml : 130 219<br>Code GTIN 10 x 1L : 3770027679455<br><input type="checkbox"/> Bidon 5 L : 130 209<br>Code GTIN 2 x 5L : 3770027679462<br><input type="checkbox"/> Fût de 20L : 130 214<br>Code GTIN 1x20 L : 3760384720761<br><input type="checkbox"/> Fût de 220L : 130 216<br>Code GTIN 1x220L : 3760384720242<br><input type="checkbox"/> Code douanier : 38089410 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

# SANIROC Pin

## Dégraissant Désinfectant Désodorisant Sols et Hors sols

### INTERETS

- ☐ Dégraissant désinfectant
- ☐ Formule concentrée Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide
- ☐ Efficacités spécifiques : Sporicide et mycobactéricide

### CARACTERISTIQUES

- ☐ Pas d'effet de jaunissement des supports.
- ☐ Parfum pin eucalyptus.

### DESTINATION

- ☐ Collectivités, Industries, Piscines, Crèches, Ehpad, Etablissements de santé
- ☐ Pour les surfaces: sols, sanitaires, toutes surfaces hors sols

### FORMULATION ET APPLICATION

- ☐ Substances actives biocides TP2 : Chlorure de Didécyl Diméthyl ammonium [7173-51-5] : 2.75% p/p, Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium [68424-85-1] : 2.57 % p/p
- ☐ Ne nécessite pas de rinçage

### UTILISATION

- ☐ Manuelle: tous systèmes de lavage : lavage à plat, pistolets moussers, lavette microfibre ou non tissée.
- ☐ Mécanique: auto laveuse, centrale, canon à mousse
- ☐ Dosage : 0.75% à 5% selon le spectre de désinfection souhaité
- ☐ Temps de contact : 15 minutes
- ☐ Conserver à une température entre 0 et 54°C

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les informations concernant le produit. FDS sur demande ([fds@laboratoires-rochex.fr](mailto:fds@laboratoires-rochex.fr)).

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas rejeter dans l'environnement.



B.P. 263 - 74106 ANNEMASSE  
Cedex France  
Tél : 04 50 37 49 54  
[www.laboratoires-rochex.fr](http://www.laboratoires-rochex.fr)

Laboratoires  
ROCHEX

## SANIROC Pin

## Normes du domaine collectivités, institutions, industries (hors agroalimentaires)

| NORMES*                                                                                                   | SOUCHES TESTEES                                           | CONDITIONS D'ESSAI | CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| BACTERICIDE                                                                                               |                                                           |                    |                               |
| EN1276/EN13697/EN16615                                                                                    | <input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>    | 20°C / 15 min      | 0.75%                         |
|                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>          |                    |                               |
|                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <i>Enterococcus hirae</i>        |                    |                               |
|                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <i>Staphylococcus aureus</i>     |                    |                               |
|                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <i>Salmonelle typhimurium</i>    | 40°C / 15 min      |                               |
|                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <i>Listeria monocytogènes</i>    |                    |                               |
|                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <i>Enterococcus faecium</i>      |                    |                               |
| EN1276/EN13697/EN16615                                                                                    | <input type="checkbox"/> <i>Legionella pneumophila</i>    | 20°C / 15 min      | 1%                            |
| LEVURICIDIE                                                                                               |                                                           |                    |                               |
| EN1650                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <i>Candida albicans</i>          | 20°C / 15 min      | 0.5%                          |
| EN13697/EN16615                                                                                           | <input type="checkbox"/> <i>Candida albicans</i>          | 20°C / 15 min      | 0.75%                         |
| FONGICIDIE                                                                                                |                                                           |                    |                               |
| EN1650                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <i>Aspergillus brasiliensis</i>  | 20°C / 30 min      | 3%                            |
| EN13697                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <i>Aspergillus brasiliensis</i>  | 20°C / 30 min      | 5%                            |
| VIRUCIDIE - <i>Virus enveloppés</i> - * L'activité sur MVA valide une efficacité sur les virus enveloppés |                                                           |                    |                               |
| EN14476                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <i>Vacciniavirus (MVA)</i>       | 20°C / 15 min      | 1.5%                          |
|                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <i>Bovine coronavirus (HCoV)</i> |                    | 1%                            |
| EN16777                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <i>Vacciniavirus (MVA)</i>       | 20°C / 15 min      | 1.5%                          |
|                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <i>Bovine coronavirus (HCoV)</i> |                    | 1%                            |

\*En conditions de saleté : 3g/L BSA

## SANIROC PIN

## NORMES DU DOMAINE MEDICAL

| NORMES*                                                                                          | SOUCHES TESTEES                                                                                                                                                                                                           | CONDITIONS D'ESSAI | CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| BACTERICIDE                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                    |                               |
| EN13727/EN17387/EN16615                                                                          | <input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br><input type="checkbox"/> <i>Enterococcus hirae</i><br><input type="checkbox"/> <i>Staphylococcus aureus</i><br><input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i> | 20°C / 15 min      | 1.5%                          |
| LEVURICIDIE                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                    |                               |
| EN13624                                                                                          | <input type="checkbox"/> <i>Candida albicans</i>                                                                                                                                                                          | 20°C / 15 min      | 1.5%                          |
| EN17387<br>Sans action mécanique                                                                 | <input type="checkbox"/> <i>Candida albicans</i>                                                                                                                                                                          | 20°C / 15 min      | 2%                            |
| EN16615<br>Avec action mécanique                                                                 | <input type="checkbox"/> <i>Candida albicans</i>                                                                                                                                                                          | 20°C / 15 min      | 1.5%                          |
| FONGICIDIE                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |                               |
| EN13624                                                                                          | <input type="checkbox"/> <i>Aspergillus brasiliensis</i>                                                                                                                                                                  | 20°C / 45 min      | 3%                            |
| EN17387                                                                                          | <input type="checkbox"/> <i>Aspergillus brasiliensis</i>                                                                                                                                                                  | 20°C / 45 min      | 4%                            |
| VIRUCIDIE - Virus enveloppés - L'activité sur MVA valide une efficacité sur les virus enveloppés |                                                                                                                                                                                                                           |                    |                               |
| EN14476                                                                                          | <input type="checkbox"/> <i>Vacciniavirus (MVA)</i><br><input type="checkbox"/> <i>Bovine coronavirus (HCoV)</i>                                                                                                          | 20°C / 15 min      | 1.5%<br>1.25%                 |
| EN16777                                                                                          | <input type="checkbox"/> <i>Vacciniavirus (MVA)</i><br><input type="checkbox"/> <i>Bovine coronavirus (HCoV)</i>                                                                                                          | 20°C / 15 min      | 2%<br>1.5%                    |
| MYCOBACTERICIDIE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                    |                               |
| EN14348                                                                                          | <input type="checkbox"/> <i>Mycobacterium terrae</i><br><input type="checkbox"/> <i>Mycobacterium avium</i>                                                                                                               | 20°C / 30 min      | 4%<br>5%                      |
| SPORICIDIE                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |                               |
| EN17126                                                                                          | <input type="checkbox"/> <i>Bacillus cereus</i><br><input type="checkbox"/> <i>Bacillus subtilis</i><br><input type="checkbox"/> <i>Clostridium difficile</i>                                                             | 20°C / 60 min      | 2%<br>3%<br>3%                |

\*En conditions de saleté : 3g/L BSA + 3mL/L érythrocytes de mouton