

LA SOLUTION OPTIMALE POUR VALIDER VOS PROTOCOLES DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

4 bonnes raisons d'utiliser Sanitest

1 Facilité d'utilisation

- présentation sous blister, pratique et économique ;
- s'utilise sans connaissance spécifique en microbiologie ;
- permet d'aller prélever sur toutes les surfaces et endroits difficiles d'accès ;
- lecture simple et rapide par changement de couleur.

2 Sécurité alimentaire

- garantit une mise en œuvre facile des procédures d'autocontrôles et des plans HACCP ;
- permet une lecture rapide des résultats en 16 heures après incubation ;
- assure la mise en place d'actions correctives avant la reprise du travail ;
- déclinable en tests spécifiques pour affiner l'origine des contaminations éventuelles (coliformes, staphylocoques ou salmonelles).

3 Sécurité biologique

- sécurité du conditionnement sous blister étanche ;
- sécurité du prélèvement par écouvillon stérile ;
- sécurité du vieillissement (péremption à 18 mois) ;
- sécurité d'élimination par simple décontamination.

4 Répond aux exigences du paquet hygiène

- système prêt à l'emploi livré avec un plan de prélèvement type ;
- enregistrement des résultats sur cahier de fiches d'autocontrôles ;
- mise en place des actions correctives ;
- traçabilité et historique des prélèvements à la disposition des services de contrôles (DDPP).



- A** - Tester la surface à contrôler,
B - Activer le test par simple pression,
C - Placer le test en incubation,
D - Lire le résultat,
E - Neutraliser le prélèvement.