

FICHE TECHNIQUE

LA VAGE DES SOLS

REFERENCE ROCHEX :
323 229

Livré avec :

4 réservoirs
1 support 40 cm
1 manche
1 bandeau TX4 bleu 40 cm

Composition :

Parties plastiques bleues :
Polypropylène
Visserie : inox
Tuyau : RAU-PVC 8006 qualité
alimentaire
Fixation semelle : caoutchouc
Cône d'étanchéité : caoutchouc

Poids : 1,2kg

**Laboratoires
ROCHEX**

LABORATOIRES ROCHEX
BP 263
74106 ANNEMASSE Cedex

Téléphone : 04 50 37 49 54
Télécopie : 04 50 87 21 10

info@laboratoires-rochex.fr

TEDEXDOZ



DESTINATION

Secteur hospitalier, collectivités, entreprises de propreté...

MODE D'EMPLOI

Remplir le flacon d'1 litre avec la solution préconisée.
Retourner le balai et positionner le flacon.
Visser la flasque supérieure pour maintenir le flacon.
Mettre le balai en position d'utilisation normale.
Ouvrir le robinet. Laisser couler la solution.

CARACTERISTIQUES

Un seul système pour plusieurs opérations (bionettoyage, rinçage, désinfection).
Bandeaux textiles interchangeables limitant la transmission des bactéries d'une zone à l'autre.

SPECIFICATIONS-DIVERS

IMPORTANT

Les pièces plastiques du balai de lavage TEDEXDOZ exigent une brève période d'ajustement entre elles, notamment le robinet d'ouverture et de fermeture de l'écoulement de la solution.

Pendant les premières utilisations, quelques gouttes de la solution employée pourraient s'écouler au niveau du support buse.

Edité le 23/10/2024