

Ultra BAC®



SUPRA PREMIUM

**Détergent désinfectant sporicide
pour les surfaces, matériels et
dispositifs médicaux de classe I**

Spray désinfectant flash
Solution biodégradable à 94 %
Sporicide en 10 min
Actif sur Clostridium difficile



BVCert. 0318013

> Utilisation

Pour la désinfection des surfaces et matériels dans les collectivités, industries agro-alimentaires et les milieux médicaux y compris les dispositifs de classe I.

> Mode d'emploi

Spray prêt à l'emploi. Pulvériser sur un tissu sec ou sur la surface à traiter (à environ 30 cm) et répartir de façon à bien la recouvrir (30 mL/m²).

Laisser agir entre 30 s et 10 min selon l'activité désinfection recherchée.

Ne pas rincer sauf si les surfaces sont destinées à entrer en contact avec les aliments et dans ce cas rincer à l'eau potable.

> Composition

Préparation à base d'acide péraacétique (N° CAS : 79-21-0 : 0,06 % m/m), de peroxyde d'hydrogène (N° CAS : 7722-84-1 : 2,8 % m/m) et de parfum.

Agents de surface biodégradables à plus de 94% selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise à disposition.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

> Caractéristiques

- Aspect : Liquide limpide.
- Couleur : Incolore.
- Odeur : Citron/Pin.
- Densité : 1,001 - 1,021.
- pH direct : 2,3 - 3,3.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

Non irritant en pur pour la peau selon le test OCDE 439.

> Corrosion/Compatibilité

Étude de la compatibilité avec différents matériaux :

Compatible avec : acier inox 304 L et 316 L, aluminium, PTFE (téflon), EVA, PP, PEHD, SIL TR SDA, viton JCL 38 V et 38 E, PVC, plexiglas, verre.

Corrosif sur : acier zingué (ZE25/25/APC), acier EN10152 DC03, métal peint, laiton et cuivre.

750 mL

Conditionnement	pulvérisateur
Colis	6 pulvérisateurs
Colis dimensions extérieures (cm)	22,2 x 18,8 x 29,4 H
Poids brut	5,47 kg
Code produit	001094

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

SOL & SURFACE

Ultra BAC®



SUPRA PREMIUM

**Détergent désinfectant sporicide
pour les surfaces, matériels et
dispositifs médicaux de classe I**

Spray désinfectant flash
Solution biodégradable à 94 %
Sporicide en 10 min
Actif sur Clostridium difficile



BVCert. 0318013

> Propriétés microbiologiques

ACTIVITÉ	TEMPS	NORMES
Bactéricide	30 s	EN 1040, EN 1276*, EN 13697* sur Salmonelle et Listeria
	1 min	EN 13697*, EN 13727+A1*,
	5 min	EN 14561**, EN 1656**, EN 14349**
Mycobactéricide	5 min	EN 14563* sur Mycobacterium terrae et Mycobacterium avium
	15 min	EN 14348*, sur Mycobacterium avium
Fongicide	1 min	EN 1650* : Candida albicans, EN 13697* : Candida albicans
	5 min	EN 1650* : Aspergillus, EN 13697* : Aspergillus niger, EN 1275*, EN 13624*, EN 14562*,
	15 min	EN 1657**
Virucide	30 min	EN 1657** : Trichophyton mentagrophytes
	5 min	EN 14476+A1* sur Adénovirus, Norovirus, Rotavirus, PRV, Herpès, BDVD
Sporicide	5 min	Actif sur Bacillus subtilis selon méthodologie de la norme EN 13697 en conditions de propreté
	10 min	EN 13704 : Bacillus subtilis et Clostridium difficile EN 14347: Bacillus subtilis

* Normes réalisées en conditions de saleté.

** Normes réalisées en conditions de haut niveau de saleté.

> Précautions d'emploi

Craint le gel. Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits. Utilisez les biocides avec précaution. Produit biocide TP 2 & 4. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

Conditionnement	750 mL pulvérisateur
Colis	6 pulvérisateurs
Colis dimensions extérieures (cm)	22,2 x 18,8 x 29,4 H
Poids brut	5,47 kg
Code produit	001094

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

SOL & SURFACE