

Pro cleaner®



GAZE ROSE IMPRÉGNÉE

Dépoussiérage

Imprégnée
Économique & Résistante
Écologique avec 20% de fibres recyclées
Conforme à l'usage hospitalier



> Utilisation

Pour le dépoussiérage des sols y compris en milieu médical.
Gaze à usage unique, en non tissé, imprégnée pour une meilleure absorption des poussières.

> Mode d'emploi

Placer la gaze sur le sol. Positionner le balai trapèze au centre de la gaze et enfoncer chaque coin dans les bouchons fixe-gaze du balai. Décrire de grands "S" sur le sol sans soulever le balai, la poussière sera retenue par l'action électrostatique de la gaze et par l'huile d'imprégnation. Jeter après utilisation.

> Composition

- Matière 100 % polypropylène thermolié.

> Caractéristiques

| | 271109 |
|--------------------|-------------------------------------|
| Couleur | Rose |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 280 mm |
| Épaisseur | 0,23 mm |
| Poids (sans huile) | 17 g / m ² (+/- 10 %) |
| Emballage | sachet refermable anti-dessèchement |
| Taux imprégnation | 15-18 % (+/- 1 %) |

> Précautions d'emploi

Utilisation réservée aux professionnels

> Logistique

| | Rose 60 x 28 cm |
|--------------------|--------------------|
| Cdt | paquet de 50 |
| Colis | 20 paquets |
| Colis dim ext (cm) | 60 x 26 x 27 |
| Poids brut | 4,50 kg |
| Code produit | 271109 |

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

MATÉRIEL & ÉQUIPEMENT