

# Eco-Clin Tabs<sup>88</sup>

## Tablettes de lavage pour machines à laver la vaisselle professionnelles

- Protège les verres contre la corrosion et le calcaire.
- Efficace contre l'accumulation de protéines et d'amidon.
- Efficace contre les taches de café et de thé.




### Description

Eco-Clin Tabs<sup>88</sup> sont des tablettes de lavage «3 en 1» utilisables dans tous les lave-vaisselle (cycle court et cycle long).

Sa formule unique protège les verres contre la corrosion et le calcaire ; ceci allié à sa grande qualité de lavage permet d'éliminer toutes sortes de taches et de dépôts tels que le café ou le thé. Son utilisation se révèle aussi simple qu'économique.



### Utilisation



### Dosage

Nous conseillons les dosages suivants en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau :

Degré de dureté de l'eau	Pré-dosage Bac de moins de 20 l	Pré-dosage Bac de plus de 20 l	Dosage en cycle court	Dosage en cycle long
Douce	1	2	1 tous les 4-7 cycles	1 par cycle
Moyenne	1	2	1 tous les 4-5 cycles	1 par cycle
Dure	2	3	1 tous les 2-3 cycles	1 par cycle

La température de lavage idéale est de 50°C pour un niveau de salissure normal, en cas de forte salissure, le lavage doit être effectué à 65°C. Nous recommandons de ne pas faire de pré-lavage.

Suivant le type de machine, placer la tablette comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Attention : retirer le film plastique avant de mettre la tablette dans la machine.

**pH solution à 1%** **9 10 11 12 13 14**

### Sécurité

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas employer simultanément avec d'autres produits. Pour plus d'informations et d'instructions de sécurité, reportez vous à l'étiquette du produit et à la fiche de données de sécurité.

**Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.**

### Conditionnement

903430 : carton de 4 kg ( 200 tablettes )

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.  
Accessible sur le site [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com)

### Stockage

Conserver dans l'emballage d'origine, bien fermé.  
Ne pas conserver au dessus de 30°C.

### Autres caractéristiques

Agents de surface biodégradables conformément au règlement détergent 648/2004/CE.  
Eco-Clin Tabs<sup>88</sup> est conforme au décret n°98-507 du 17.06.98 réglementant les produits pour collectivités, destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.