

Ultra BAC®

DÉSINFECTANT DE CONTACT

Désinfection des surfaces et matériels agroalimentaires

Prêt à l'emploi
Large spectre antimicrobien

ACTIF DÈS
30 sec.

**VIRUCIDE
EN14476**



> Utilisation

Désinfecte tous types de surfaces. Large spectre antimicrobien (cf propriétés microbiologiques ci-dessous). Séchage rapide. Recommandé pour la désinfection de nombreux supports et objets : téléphones, poignées de portes, tables, plans de travail, bureaux, chaussures, masques...

> Mode d'emploi

Nettoyer les zones à traiter. Pulvériser le produit, laisser agir entre 30 sec et 15 min selon la norme de désinfection recherchée. (cf tableau propriétés microbiologiques ci-dessous). Sans rinçage pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

> Composition

Substance active biocide (TP1,TP2,TP4) : Ethanol (N°CAS 64-17-5) 65.8% m/m.

> Caractéristiques

- Aspect : Liquide limpide fluide.
- Couleur : Incolore.
- Odeur : Alcool.
- Densité : ≈ 0,88 +/-0.05.
- pH pur : non applicable.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

> Propriétés microbiologiques

Activité	Normes	Souches	Temps
Virucide	EN14476*	Virus de la Vaccine souche Ankara ATCC - VR1508	15 min
	EN14476**	Coronavirus Humain 229E	30 sec
		H1N1, Norovirus, Rotavirus	1 min
	EN 16777 **	Sars-cov-2	5 min
Fongicide	EN13697*	Aspergillus Brasiliensis	5 min
	EN13624**	Candida Albicans	1 min
Levuricide	EN1650*	Candida Albicans	1 min
	EN13697*		
	EN16615** - lingette		
Bactéricide	EN1276*	Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hirea	1 min
	EN13697*		
	EN13727**		
	EN 1500	Escherichia Coli 3ml	30 sec
	EN16615** - lingette	Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirea	5 min

* Conditions de saleté - ** Conditions de propreté

> Précautions d'emploi

Utiliser les biocides avec précaution, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	Conditionnement		Palettisation	
	Type	Quantité colis	Colis / couche	17
	Carton	6 flacons x 750 ml	Nombre de couche	4
		Poids brut	Nombre de colis / palette	68
		Dimensions colis		

	Conditionnement		Palettisation	
	Type	Quantité colis	Colis / couche	16
	Carton	2 bidons x 5L	Nombre de couche	4
		Poids brut	Nombre de colis / palette	64
		Dimensions colis		

001073A

001075

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

CUISINE