



WI TENSIO SANIT + 3 CONCENTRÉ

NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES

A base de biosurfactants
Produit hautement concentré
Élimine les dépôts de calcaire
Parfum aromatique frais et rémanent



Utilisation en
WI Station



Pulvérisateur 500 ml



Détergent certifié par Ecocert Greenlife
selon le référentiel ECOCERT «Ecodétergent»
disponible sur <http://detergents.ecocert.com>



1 poche de 2 L = 133 pulvérisateurs
de 500 ml

1



= 133



> Utilisation

Nettoie, détartré, désinfecte pour des surfaces sanitaires sans traces.
Grâce à la performance de ses biosurfactants, ce produit assure une consommation réduite tout en garantissant une efficacité optimale sur toutes les surfaces sanitaires (carrelage, émail, céramique, chrome, inox, verre, etc.). Sa formule ultra-concentrée répond parfaitement aux exigences des professionnels des CHR, des établissements scolaires et des collectivités.
Il restaure la brillance d'origine des installations, pour un résultat impeccable.

> Mode d'emploi

- 1- Positionner la poche carton dans la WI Station à l'emplacement prévu à cet effet et la connecter
- 2- Placer votre badge sur la WI Station,
- 3- Sélectionner le contenant,
- 4- Positionner dans la Wi Station après avoir relevé la guillotine de sécurité,
- 5- Appuyer sur le bouton lumineux et attendre le remplissage complet,
- 6- Relever la guillotine et récupérer votre contenant rempli.

> Utilisation du contenant

Pulvériser le produit dilué sur une lavette ou directement sur la surface à traiter.
DLU du produit dilué dans le pulvérisateur : 7 jours

> Composition

Substances actives biocides (TP2): lactic acid (CAS 79-33-4) 28.8% (m/m). ethanol (CAS 64-17-5) 7,84%(m/m). Moins de 5% d'agents de surface non ionique. Plus de 5 mais moins de 15% d'agents de surface anionique. Contient aussi : Eau, dénaturant (IPA, MEK, Dénatonium benzoate), acide citrique, sequestrant, parfum (d-limonène). 98% des ingrédients sont d'origine végétale ou minérale.

> Caractéristiques

- Etat physique : Liquide.
- Couleur : Transparent
- Odeur : Fraicheur aromatique
- pH direct : 2 +/- 0,5

> Propriétés microbiologiques

Conditions de saleté 3g/L albumine bovine à 20°C en 15 minutes

ACTIVITÉ	NORME	SOUCHES	TEMPS	CONCENTRATION
BACTERICIDE	EN 1276	Enterococcus hirae, Escherichia coli	15 MIN	2 %
	EN 16615	ATCC, Pseudomonas aeruginosa,		3 %
	EN 13697	Staphylococcus aureus, Salmonella		3 %
	EN1650	typhimurium, Listeria monocytogenes		
LEVURICIDE	EN 16615	Candida albicans	15 MIN	3 %
	EN 13697			4 %
	EN 14476			
VIRUCIDE	EN 16777	MVA, H-COV, Rotavirus	15 MIN	4 %

> Précautions d'emploi

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur demande. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

Conditionnement

Colis

Colis dimensions extérieures (cm)

Poids brut

Code produit

2 L

bag in box

1

10,2 x 13,3 x 21,3 H

2,37 Kg

134003A

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-Lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

SANITAIRES