

BTE 10 CAPSULES CHANTILLY N2O

044185

FICHE TECHNIQUE

Matériaux :

0

Dimensions :



Description :

Capsules N2O Pour siphons. Utiliser uniquement les capsules ISI pour garantir un fonctionnement parfait du siphon. Chaque capsule contient 8g

de N2O. Rapid'infusion : la nouvelle méthode pour infuser des arômes dans les liquides : comment fonctionne rapid'infusion ? Cette technologie combine l'utilisation de l'accessoire Rapid'Infusion avec le siphon Gourmet Whip. Elle préserve le goût et les arômes car elle n'utilise pas le réchauffement.

Du N2O s'échappe de la capsule dans le siphon ISI ou le liquide et le N2O sont pressés dans les pores de la substance aromatisante. Puis lorsque la pression est relâchée, le N2O forme des bulles et prend la saveur de l'ingrédient. L'arôme est donc transféré dans le liquide.

L'huile, le vinaigre ou l'alcool peuvent ainsi être aromatisés avec des herbes, des épices ou des fruits. Utilisables avec les siphons ISI Gourmet Whip 0,5 et 1 litre, les accessoires ISI RAPID'INFUSION permettent d'évacuer facilement la pression et de récupérer la mousse ou les liquides dans un récipient.

Le set contient :

- 1 porte-tamis 100% silicone,
- 1 tamis 100% inox,
- 1 tube de ventilation 100% inox,
- 1 tube en silicone 100% silicone,
- 1 brosse de nettoyage. / Vous obtiendrez un résultat parfait en utilisant les capsules ISI à crème chantilly ! (044185 / 044187).

Env 8g de n2o pur. En acier 100% recyclable. Chaque capsule avec contrôle électronique du poids - avec garantie de remplissage.. .

LOGISTIQUES

Poids net (kg) :	0,295	Code douane :	28112930
Poids Brut(kg):	0,295	Gencod :	9002377000769
Dimensions (cm)	Hauteur 6,9	Largeur 3,6	Longueur 9,1
			Volume (dm3) 0,23
Pays d'origine :	AUTRICHE	Couche/Palette:	
UV	1	Nbre de colis par couche:	18
UV/Colis :	36	UV/Palette	1944