

OASIS PRO PREMIUM - SYSTEME DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL  
PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.




# Oasis Pro 61D Premium


## DETERGENT DESINFECTANT SANITAIRES ACIDE

Le programme **Oasis Pro Premium** propose des produits fortement concentrés pour un résultat optimal. **Oasis Pro 61D Premium** est spécialement formulé pour donner un résultat optimal dans les salles de bain. Il élimine efficacement les salissures, dépôts de savons et de calcaire. **Oasis Pro 61D Premium** a un agréable parfum kiwi. **Oasis Pro 61D Premium** est bactéricide en condition de saleté selon les normes EN 1276 à 2% (5 min) et EN 13697 à 10% (5 min) et levuricide action sur *Candida albicans* selon la norme EN 1650 à 10% en conditions de saleté (15 min).

- **Propreté** - Elimine rapidement les dépôts de savons, les salissures et le calcaire.
- **Sécurité** - Poche de produit concentré, avec code couleur, associé à un doseur Ecolab pour éviter toute mauvaise utilisation et assurer la sécurité du personnel.
- **Efficacité** - Nettoie et désinfecte en une seule opération.



### MODE D'UTILISATION



1. Consulter le plan d'hygiène, l'étiquette du produit et les informations sécurité pour des informations détaillées d'utilisation.
2. Porter les équipements de protection appropriés lors de la manipulation du produit concentré.
3. Pulvériser directement sur les surfaces froides ou directement sur la lavette.
4. Nettoyer la surface avec la lavette.
5. Laisser agir puis rincer à l'eau claire. Agents de surface biodégradables selon les exigences du règlement détergent 648/2004/CE.

### PRECAUTIONS D'UTILISATION

**Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.**

Préparer la solution prête à l'emploi à l'aide d'un système de dosage Ecolab. Concentration d'utilisation recommandée : 2 à 10 % selon le niveau de salissure et la dureté de l'eau.

**Utilisez les désinfectants avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations produit avant utilisation.**

### SECURITE

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Porter des gants et lunettes lors du changement de poche dans le doseur. Avant l'utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

### STOCKAGE

A conserver entre -5 et 40°C dans son emballage d'origine.

### CONDITIONNEMENT

2 poches de 2 l - code 9051150

Ecolab Inc.  
370 Washaba Street N St. Paul, MN 55102  
www.ecolab.com 1.800.35. CLEAN

Ecolab Europe GmbH  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab snc  
23, avenue Aristide Briand CS 70107  
94112 Arcueil cedex  
Tél : +33 (0)1 49 69 65 00  
www.fr.ecolab.eu