

PROMIX SANIT

Nettoyant Détartrant Désinfectant Sanitaires



Les concentrés

INDICATIONS

Produit concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des sanitaires.

COMPOSITION

Chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 24,5 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide en 10 min, 2 %, 20°C (EN 1276, EN 13697).

MODE D'EMPLOI

Solution concentrée pour système "PROMIX dispenser".

S'utilise à 2% (dilution automatique), soit 15 ml pour 750 ml d'eau froide ou tiède.

Appliquer la solution diluée directement sur la surface à traiter en quantité suffisante (+/- 30 ml/m²). Respecter le temps de contact de 10 min.

Rincer à l'eau potable.

Pour la fréquence d'utilisation se référer au plan d'hygiène en place.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Solution de couleur rouge

pH produit pur à 20°C : ≈ 0

pH produit dilué (2%) à 20°C : ≈ 1,8

Densité : ≈ 1,080

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stocker entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2)

Usage réservé aux professionnels.

CONDITIONNEMENT

► 3 bidons de 1,5L.....réf : 2187749



POINTS FORTS

- ✓ FORMULE ÉCONOMIQUE, DILUTION À 2%.
 - 1 BIDON DE 1,5L = 100 PULVÉRISATEURS (750ML).
- ✓ ISSUE D'UNE ÉCO-CONCEPTION
 - PRODUIT FORMULÉ SANS ALCOOL, SANS PHOSPHATE.
 - ACIDES ET TENSIOACTIFS D'ORIGINE NATURELLE.
- ✓ NETTOYAGE, DÉTARTRAGE ET DÉSINFECTION.

1 PROMIX VITRES

2 PROMIX SURF

3 PROMIX 3D SURF

4 PROMIX 2D SOL

5 PROMIX 3D SOL

6 PARFUM DE SURFACE



1



2



3



4



5



6

PROMIX



Laboratoires

ANIOS

Le professionnel de la désinfection

Pavé du moulin
59260 Lille Hellemmes- France.

Tél : +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68