

Appareils manuels Deb



Une gamme unique d'appareils 1 L, 2 L et 4 L, pour cartouches produits scellées, répondant aux différents besoins de tous les environnements professionnels et lieux publics.

UTILISATION

Les appareils s'utilisent exclusivement avec les cartouches produits Deb® afin de créer des programmes d'hygiène cutanée spécifiques à chaque secteur professionnel.

MODE D'EMPLOI

Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes.

Caractéristiques	Avantages
Code-couleur	Identification visuelle facile permettant de favoriser une utilisation correcte du produit et l'observance des utilisateurs.
Pictogrammes d'utilisation	Illustrations et textes neutres faciles à comprendre, contribuant à une utilisation optimale des produits.
Appareils garantis	Tous les appareils Deb® sont fabriqués à partir de composants en plastique robuste (ABS) pour les appareils 1L et PET pour les appareils 2L, 3.25L et 4L. Tous les appareils sont soumis à des tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme.
Appareils protégés par la Technologie BioCote®	L'ensemble des appareils Deb® sont protégés par la technologie BioCote®, basée sur les ions d'argent : agents antimicrobiens directement injectés dans le plastique des appareils lors de leur fabrication. Ils permettent de stopper la prolifération bactérienne d'un large spectre de bactéries et moisissures. La technologie BioCote® agit tout au long de la durée de vie de l'appareil, ne s'use pas et ne s'enlève pas. La technologie Biocote® est certifiée par HACCP International.
Large bouton poussoir	Permettant une pression légère de la main ou du coude ; convient aux zones d'hygiène sensibles.
Dose de produit exacte	Les appareils délivrent la juste dose de produit, ce qui permet un contrôle d'utilisation et une réduction du volume des déchets.
Unique locking mechanism	Permet d'éviter l'ouverture non autorisée des appareils, le vol et la contamination produit.
Fenêtre de visualisation	Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.
Facilité de remplacement des cartouches	Les appareils ont été conçus pour s'utiliser exclusivement avec les cartouches produits Deb®. Leur remplacement s'effectue en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d'entretien.
Cartouches rétractables hygiéniques	Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l'air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.
Pas de gaspillage	Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir l'évacuation complète du produit et d'éviter tout gaspillage.

GAMME D'APPAREILS MANUELS D'HYGIENE CUTANEE DEB

Référence	Appareil	Cartouche	Dimensions (mm)	Dose délivrée	Nbre de doses par cartouche
PRO1LDSSTH	Deb Stoko Protect	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	1.0ml	1,000
SUN1LDSSTH	Deb Stoko Sun Protect	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	1.0ml	1,000
LGT1LDSSTH	Deb Stoko Cleanse Light	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	1.0ml	1000
LGT2LDPSTH	Deb Stoko Cleanse Light	2 litre	H 290 x L 163 x P 145	4.5ml	444
LGT4LDRSTH	Deb Stoko Cleanse Light	4 litre	H 345 x L 175 x P 150	4.5ml	888
SHW1LDSSTH	Deb Stoko Shower	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	1.0ml	1,000
SHW2LDPSTH	Deb Stoko Shower	2 litre	H 290 x L 163 x P 145	4.5ml	444
SHW4LDRSTH	Deb Stoko Shower	4 litre	H 345 x L 175 x P 150	4.5ml	888
HVY4LDRSTH	Deb Stoko Cleanse Heavy	2 litre	H 290 x L 163 x P 145	4.5ml	444
HVY4LDREN	Deb Stoko Cleanse Heavy	4 litre	H 345 x L 175 x P 150	4.5ml	888
ULT2LDPSTH	Deb Stoko Cleanse Ultra	2 litre	H 290 x L 163 x P 145	4.0ml	500
ULT4LDRSTH	Deb Stoko Cleanse Ultra	4 litre	H 345 x L 175 x P 150	4.0ml	1,000
ANT1LDSSTH	Deb Stoko Cleanse Antimicrobial	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	0.7ml mousse 1.0ml lotion	1,429 mousse 1,000 lotion
ABL2LDPSTH	Deb Stoko Cleanse Antimicrobial (LOTION)	2 litre	H 290 x L 163 x P 145	4.5 ml lotion	444
ANT2LDPSTH	Deb Stoko Cleanse Antimicrobial (MOUSSE)	1 litre	H 290 x L 163 x P 145	0.7ml	2,858
WRM1LDSSTH	Deb Stoko Cleanse Washroom	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	0.7ml	1,429
WRM2LDPSTH	Deb Stoko Cleanse Washroom	2 litre	H 290 x L 163 x P 145	0.7ml	2,858
SAN1LDSSTH	Deb Stoko Sanitise	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	0.63ml foam	1,587
RES1LDSSTH	Deb Stoko Restore	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	1.0ml	1,000
GPF3LDBLFR	Deb Stoko Cleanse Heavy GrittyFOAM	3.25 litre	H 345 x L 175 x P 150	3ml	1,083



PRO1LDSSTH



SUN1LDSSTH



LGT2LDPSTH



SHW1LDSSTH



HVY2LDPSTH



ULT2LDPSTH



ANT1LDSSTH



WRM1LDSSTH



SAN1LDSSTH



RES1LDSSTH



GPF3LDBLFR

**Deb Arma S.A.S.**

Bâtiment A - Hall 2, 3-5 rue Pont des Halles,
94656 Rungis Cedex, France

Téléphone +33 1 41 80 11 30

Téléfax +33 1 45 12 97 26, info@debarma.fr

debstoko.com / www.debgroup.com

Contact Benelux

Telefoon +31 13 547 04 82, Telefax +31 13 547 04 81,
stoko-bnl@debstoko.com / www.debgroup.comstoko@

Brevets 2L & 4L : États-Unis : 5,556,005 - Australie : 707860 -
Canada : 2,209,565 - Europe : 0802760.

Brevets insert 1L "mousse" : États-Unis : 6,082,586 - Australie :
751305 - Canada : 2,296,115 - Europe : 0984715.

® marque déposée du Groupe Deb Limited.

The world's leading away from home skin care company