





# 3 EN 1 PREMIUM A

Assure la détergence et la désinfection en une seule opération des sols et des surfaces.

## Développement durable

### Une formulation ANIOSAFE

- ☑ Formule biodégradable supérieure à 99%.
- ☑ Formule concentrée : Un bidon de 5L = 2000 L de produit dilué à 0,25%.



DOSE D'EMPLOI  
dès  
0,25%



USAGE PROFESSIONNEL

LABORATOIRES  
**ANIOS**  
An Ecolab Company

### Une détergence haute performance

- Large compatibilité avec les sols et les surfaces lavables, grâce à son pH neutre.
- Ne laisse pas de dépôts sur les sols.
- Séchage rapide, sans trace et sans résidu collant.

### Une désinfection haute performance

- L'efficacité de nos produits est testée dans des conditions représentant celles rencontrées sur le terrain selon le système normatif européen.
- Large efficacité désinfectante y compris sur les micro-organismes résistants et sur les virus enveloppés.
- Nettoie et désinfecte en une seule opération : Efficacité prouvée en conditions de saleté.

Concentration	Activité	Temps	Normes
0,25 %	Bactéricide	5 minutes	EN 1040 : - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
		30 minutes	EN 13727* : - Enterococcus hirae - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
	Tuberculocide	60 minutes	EN 14348*, EN 14563* : Mycobacterium terrae
		Levuricide	15 minutes 30 minutes
	Fongicide	15 minutes 30 minutes	EN 1275 : Aspergillus niger EN 13697* : Aspergillus niger
		Sur virus enveloppés	5 minutes
0,5%	Bactéricide	15 minutes	EN 13697* : - Enterococcus hirae - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
		Tuberculocide	30 minutes
	Levuricide	15 minutes	EN 13697* : Candida albicans
1 %	Bactéricide	5 minutes	EN 13697* : - Enterococcus hirae - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
		Fongicide	15 minutes

\* Normes d'application en conditions de saleté

■ Efficacité également démontrée sur souches additionnelles

Concentration	Activité	Temps	Efficacité en conditions de saleté
0,10%	Bactéricide	5 minutes	Selon EN 1276 : - Acinetobacter baumannii BLSE - Staphylococcus aureus SARM - Enterococcus faecium ERV - Listeria monocytogenes 4b
		15 minutes	Selon EN 13697* : Enterobacter aerogenes BLSE
0,25%	Bactéricide	5 minutes	Selon EN 1276 : Salmonella enteritidis
		15 minutes	Selon EN 13697* : - Enterobacter cloacae BLSE - Escherichia coli BLSE - Klebsiella pneumoniae BLSE

\* Normes d'application en conditions de saleté

La différence par la performance

# 3 EN 1 PREMIUM A




DOSE D'EMPLOI  
dès  
0,25%

Assure la détergence et la désinfection  
en une seule opération des sols et des surfaces.

USAGE PROFESSIONNEL

## MODE D'EMPLOI

- Solution concentrée. S'utilise à la dilution de 0,25% (2,5 ml/l), soit 20 ml pour 8 litres d'eau froide ou chaude (max. +60°C).
- Appliquer en quantité suffisante (+/- 30 ml/m<sup>2</sup>). respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.
- Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires.
- A la dilution d'emploi, le produit ne présente pas d'incompatibilité avec les matériaux couramment rencontrés..



## Indications

- Nettoyage, désinfection et désodorisation des surfaces et des sols (même protégés) en une seule opération.

## Composition

- N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g), Chlorure de didécyl diméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g), excipients.

## Données physico-chimiques

- Liquide de couleur verte
- Densité à +20°C : 1,007
- pH du produit pur à +20°C : 11
- pH du produit dilué (0,25%) à +20°C : 8

## Données réglementaires

- Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Stockage : entre +5°C et +35°C.
- Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4) - usage réservé aux professionnels.
- Fabriqué en France.
- Produit TP 2 & 4. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

## Conditionnements

- 250 doses — 20ml réf : 2552158
- 6 flacons — 1L réf : 2552224
- 4 bidons — 5kg réf : 2552034