

ANIOS PLONGE CONCENTRÉ

Assure le nettoyage de la vaisselle en
plonge manuelle.

Développement durable

- ✓ Formule biodégradable supérieure à 99,7%.
- ✓ Formulation très concentrée:
1 bidon de 5L = 12 500L de produit dilué à 0,04%
(soit 250 bacs de plonge de 50L).



Une détergence haute performance

- Nettoie rapidement tout type de vaisselle et de matériel.
- Haute performance sur les graisses: Synergie de 4 tensioactifs.
- pH neutre à dilution.
- Parfum frais et agréable.

Indications

- Nettoyage de la vaisselle, des verres, des surfaces et matériels ...
- Excellente efficacité sur les graisses.
- Formulation très concentrée et moussante.
- Conforme à l'arrêté français du 8 Septembre 1999 concernant les produits de nettoyage pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Composition

- Association de tensio-actifs anionique, non ioniques et amphotère.

Mode d'emploi

- Solution concentrée pour usage professionnel.
- S'utilise à la dilution de 0,04 % (1 dose de 20 ml pour un bac de plonge de 50 l).
- Rincer à l'eau potable après usage.

Données physico-chimiques

- Solution de couleur verte.
- Densité à +20°C : $\approx 1,042$
- pH du produit pur à +20°C : ≈ 6
- pH à la dilution de 0,04% à +20°C : $\approx 7,98$

Données réglementaires

- Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
- Stockage : entre +5°C et +35°C.
- Fabriqué en France.

Conditionnements

- 6 flacons — 1L réf : 1945618
- 6 flacons + pompes — 1L réf : 1945477
- 4 bidons — 5kg réf : 1945034



Laboratoires
ANIOS

Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille - Hellemmes • France
Tél : +33 20 67 67 67
Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com



DOSE D'EMPLOI
0,04%



USAGE PROFESSIONNEL

La différence par la performance