

# Ultra BAC



## SANIT 5

### Nettoyant Détartrant Désinfectant


Élimine les dépôts calcaires  
Parfum rémanent

ACTIF DÈS  
1 min.  
**VIRUCIDE**  
EN14476



PRÊT  
À  
L'EMPLOI

pH  
≈ 3,0



#### > Utilisation

Nettoyant détartrant désinfectant, adapté à toutes les surfaces de la salle de bain : sanitaires, robinetterie, carrelage... mais également les sols. Élimine le calcaire et offre une brillance intense aux robinets.

#### > Mode d'emploi

Prêt à l'emploi. S'utilise avec un pulvérisateur.

Appliquer directement sur la surface à traiter ou à l'aide d'une microfibre en quantité suffisante (+/- 30 mL/m<sup>2</sup>). Rincer après usage. Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène.

#### > Composition

Ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles chlorures, agents de surface non ioniques, acide citrique, tensioactifs anioniques naturels et parfum parmi d'autres.

#### > Caractéristiques

- Etat physique : .....Liquide.
- Couleur : .....Bleu
- Odeur : .....Parfumé
- pH direct : .....3,0 +/- 0,5
- Densité à 20 °C : .....1,00 +/- 0,05

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4). Le produit est conforme aux dispositions du Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

#### > Propriétés microbiologiques \*conditions de saleté

ACTIVITE	NORMES	SOUCHES	TEMPS	DOSE
BACTERICIDE	EN 1276*	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli	5mns	PAE
	EN 13697*	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5mns	PAE
LEVURICIDE	EN1650*	Candida Albicans	15mns	PAE
	EN 13697*			
	EN 1275			
FONGICIDE	EN1275	Candida albicans Aspergillus brasiliensis		
VIRUCIDE	EN 14476	Coronavirus 229E	1 MIN	PAE

#### > Précautions d'emploi

Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

Eviter le contact avec les bases et les produits chlorés. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Utilisation réservée aux professionnels.

#### > Logistique

	5 kg	750 mL
Conditionnement	bidon	pulvérisateur
Colis	4 bidons	6 x 750 ml
Colis dimensions extérieures (cm)	38,2 x 28,2 x 29,8 H	21 x 18,5 x 32,5 H
Poids brut	21,3 kg	5,3 kg
Code produit	<b>001086A</b>	<b>001088</b>

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Parc d'Activités des Cortots  
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon  
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

## SANITAIRE